# 一、 實驗方法與架設

# 1.1 儀器介紹

#### 1.1.1 隨機訊號產生器

由於實驗上無法產生真正的隨機訊號,只能使用偽隨機訊號產生器 (Pseudo Random Bit Sequence, PRBS),儀器型號為 Anritsu 的 MP1763C,可以產生 0.5 至 12.5 GHz 的訊號,偽訊號的週期可以調整,為了達到最接近隨機的效果,我們選擇使用最長的隨機序列,一組共有  $2^{31}-1$  的位元。

我們實驗上實際使用的頻率為  $10~\mathrm{GHz}$  或  $10~\mathrm{Gb/s}$ ,每秒能產生  $10\times10^9$  個隨機位元,以示波器去測量該訊號的眼圖 (eye diagram) 則可以知道訊號的品質,量測結果如下:

可見實際訊號與理論(圖)有蠻大的差異,有著相對大的上升與下降時間,圖形上下也不太對稱,這都會影響到展頻與壓縮的效果,造成實驗與理論的誤差。

## 1.1.2 電光調製器

光電調製器可使用電訊號對光進行調製,一般而言可以分成三種, 分別為振幅、相位與偏振的調製,在我們的實驗中需要調製的是相位。 使用的儀器為 EOSPACE 的 SN73717 與 SN73718,分別為頻譜的窄寬與 壓縮用。

#### 1.1.3 高頻電訊號放大器

由於我們使用的隨機訊號產生器僅能輸出  $0.2 \, \Xi \, 2 \, V_{pp}$  的訊號, EOM 的  $V_{\pi}$  為  $2.3 \, \mathrm{V}$ ,需再經過放大器才能提供足夠的電壓去進行相位 調製。同樣的,也用示波器去測量眼圖,看放大後的訊號品質,如下圖

由於兩台使用的 SMA 線的材質與長短不同,會有不一樣的頻率響應與耗損,使兩個訊號無法互補,這會影響頻譜壓縮的品質。

## 1.1.4 Fabry-Perot 干涉儀

古典光可以用 Fabry-Perot 干涉儀來掃出頻譜,我們使用的儀器為THORLABS的,FSR 為 10 GHz。此干涉儀為一個共振腔,L, Lindwith

#### 1.1.5 Etalon 干涉儀

與 Fabry-Perot 干涉儀為相同的原理,只是反射腔鏡子的反射率較低,所以線寬較大,為  $60~\mathrm{MHz}$ ,可做為頻率過濾器使用,僅讓頻率寬度  $60\mathrm{MHz}$  這區間內的光通過,中心頻率則可以透過腔體溫度來改變腔長 L(T) 來調整。

# 1.2 量子光光源製備

SPDC, Type-II, Double Pass, PPKTP, Time-Energy Entanglement

## 1.3 光路架設

## 1.3.1 古典光量測

古典光

# 1.3.2 量子光量測

由於量子光無法用 Fabry-Perot 掃頻譜,所以要在光路的最後加上 Etalon,只允許 60MHz 內的光通過,以確保第二台相位調製器有將展寬的頻譜壓縮回窄頻。